

Détergents RBS Pour laboratoires



Traitement automatique

Pour des analyses et des résultats fiables

Les agents nettoyants RBS offrent des solutions efficaces pour le nettoyage automatique de la verrerie et des équipements de laboratoire. Ils assurent la propreté nécessaire pour des mesures fiables et des résultats reproductibles.

Les produits RBS dissolvent et éliminent divers contaminants et empêchent la redéposition de résidus tant sur la verrerie que sur les surfaces internes de la machine à laver.

Avantages

- Efficacité à faible concentration
- Produits compatibles avec la plupart des matériaux
- Rinçage facile sans résidus
- Utilisation facile et sûre



Des solutions pour tous les besoins

- Agents de nettoyage de haute performance pour l'élimination de résidus organiques.
- Agents de nettoyage fortement alcalins pour les résidus organiques tenaces
- Agents de nettoyage neutres pour un nettoyage sûr des matériaux sensibles.
- Agents de nettoyage acides pour l'élimination de résidus inorganiques et de sels insolubles.



Agents de nettoyage alcalins

Recommandés pour l'élimination de résidus organiques de la verrerie et des équipements de laboratoire en plastique, en porcelaine et en acier inoxydable.

Haute efficacité dans l'élimination de résidus hydrosolubles, restes d'étiquettes, résidus microbiologiques, résidus de milieux de culture cellulaire et tissulaire, crèmes, protéines non coagulées et divers résidus organiques.



Agent de neutralisation

Neutralise les résidus du lavage alcalin et les élimine de la verrerie et des équipements lavés ainsi que du système de circulation interne de la machine à laver.



Agent de nettoyage neutre

Recommandé pour le nettoyage doux de matériaux sensibles comme l'aluminium et alliages.

Élimine divers résidus organiques et hydrosolubles de la verrerie et équipements de laboratoire.



RBS A 156

Agent de nettoyage liquide concentré hautement alcalin, sans tensioactifs.

Offre un pouvoir détergent élevé pour un nettoyage efficace en machine à laver.

Ne contient ni NTA, ni EDTA, ni chlore, ni phosphate .


RBS A 285 Solid PF

Détergent alcalin sans phosphates sous forme de poudre.

Présente les pouvoirs émulsifiants, dispersants et mouillants nécessaires à un nettoyage efficace en machine à laver.

RBS A 375

Solution neutralisante acide concentrée
Contient de l'acide citrique.



RBS NA 2

Solution neutralisante acide concentrée
Contient de l'acide phosphorique.



RBS A 261

Agent de nettoyage faiblement alcalin sans alcalis caustiques pour l'utilisation en machine à laver.

