



▶ Centrifugeuse Angulaire Digitale RS-0506



- Centrifugeuse à basse vitesse largement utilisée dans les hôpitaux, les cliniques et les instituts de recherche pour la séparation du sang et de l'urine
- La vitesse du rotor peut être réglée et affichée en tr/min ou en force G
- Le programme défini avec le bouton sera mémorisé et activé lorsque la centrifugeuse sera mise en marche
- Deux programmes mémorisés et activés par les boutons P1 et P2
- Possibilité de définir deux vitesses de freinage pour des besoins différents
- Affichage facile à lire
- Moteur DC sans balais et sans entretien
- Alerte sonore et ouverture automatique du couvercle à la fin du cycle d'essorage

Spécifications techniques

Référence	GBF015
Plage de vitesse	300-5000 tr/min, incrément: 10 tr/min
Max. FCR	2600×g, incrément: 10g
Précision de la vitesse	±20 tr/min
Type de rotor	Angulaire
Durée	30 sec – 59 sec/1 min - 99 min/ Opération continue (HOLD)
Moteur	Moteur DC sans balais
Affichage	LCD
Mémoire des programmes	2, activé par les boutons P1 et P2
Dispositifs de sécurité	Verrouillage du couvercle; détecteur de survitesse ; diagnostic interne automatique
Accélération / Freinage	1 ↑ 2 ↓
Connexion électrique	Monophasé, 110V-240V, 50/60Hz, 70W
Adaptateur externe	Sortie: 24VDC
Dimensions [L×P×H]	300×240×180 mm
Poids	5,2 kg
Fonctionnalités avancées	Commutateur de rpm/RCF; fonction d'alerte sonore

Tubes compatibles

Tube	Dimension mm	Adaptateur	N° tubes	Réf. tubes
Type Falcon 15 ml	Ø17x120	Non	6	BGD010, BGD024, BGD025, BGD029, BGD030, BGD031, BGD032, BGD033, BGD039, BGD082, BGD083, BGD084
Vacutainer	Ø16x107	Non	6	-
Vacutainer	Ø13x75	Oui	6	-
Vacutainer	Ø13x100	Oui	6	-
Microtube de 1,5 ml	Ø10,3x41,3	Oui	6	BGN005, BGN011, BGN012, BGN013, BGN014, BGN015, BGN027
Microtube de 2 ml	Ø10,4x42,4	Oui	6	BGN025

Note : Adaptateurs inclus