

Boîte de 32 Sérum physiologique 50 ml



Référence 170960

Origine France

Description :

- Convient pour le nettoyage des plaies, le lavage oculaire et nasal, ou l'hydratation des muqueuses.
- **Produit non toxique**, adapté à une utilisation régulière, même sur les peaux sensibles.
- Mélange stérile de chlorure de sodium (NaCl) et d'eau purifiée, à 0,9 %, reproduisant la composition des fluides corporels naturels.
- Solution stérile éliminant les risques de contamination croisée.
- Disponible en conditionnements adaptés à chaque besoin : flacons individuels pour une hygiène optimale et un usage unique.
- Ne contient **ni conservateur ni colorant** pour limiter les risques d'allergies.
- Respect des normes européennes, offrant une solution sûre et de qualité supérieure.
- [Le sérum physiologique](#) est produit indispensable pour la trousse de premiers secours à domicile ou en milieu médical.
- Adapté à tous les âges et utilisations (bébés, adultes, usage hospitalier).

Caractéristiques techniques :

Conditionnement de vente	1 boîte
Sous conditionnement	x32
Volume	50 ml
Composition	Solution saline de chlorure de sodium NaCl 0,9%
Sans conservateur	Oui
Durée avant péremption	3 ans
Prêt à l'emploi	Oui

Stérile	Oui
Emballage individuel	Oui
Texture	Liquide
Marque	Laboratoires Gilbert
pH du produit	5,5 - 7,5
Sans conservateur	Oui
Sans colorant	Oui
Format	Unidose

Caractéristiques réglementaires :

Dispositif médical	Classe IIa
Marquage CE	Oui
T° min stockage	5°C
T° max stockage	30°C

Mode d'emploi :

- Ouvrir le flacon stérile.
- Appliquer directement sur la zone à traiter (œil, nez ou plaie).
- Utiliser une compresse stérile pour le nettoyage, si nécessaire.
- Éliminer le flacon après usage pour éviter toute contamination.

Utiliser un flacon par application pour maintenir la stérilité.