# Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-436

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Gradilla para tubos de ensayo Premium Line**

**Descripción** : De nylon reforzado. Moldeado en una sola pieza para mayor resistencia y durabilidad. Apilable. Dispone de numeración alfanumérica. Las placas de los extremos admiten etiquetas grandes para una sencilla identificación de las muestras. No flota ni vuelca cuando se sumerge en un baño de agua.Buena resistencia química. Disponible en varios colores llamativos para ayudarle a mantener sus muestras organizadas. No requiere montaje, la gradilla se suministra lista para su uso




Esterilizable en autoclave a 121º

## DATOS TÉCNICOS

| referencia | l (mm) | w (mm) | h (mm) | tipo | unidades por ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| TTSN-W13-001 | 200 | 102 | 57 | blanco, para 6x12 tubos (Ø 13 mm) | 1 |
| TTSN-W16-001 | 248 | 127 | 70 | blanco, para 6x12 tubos (Ø 16 mm) | 1 |
| TTSN-W20-001 | 250 | 102 | 83 | blanco, para 4x10 tubos (Ø 20 mm) | 1 |
| TTSN-W25-001 | 300 | 121 | 92 | blanco, para 4x10 tubos (Ø 25 mm) | 1 |
| TTSN-W30-001 | 283 | 108 | 85 | blanco, para 3x8 tubos (Ø 30 mm) | 1 |
| TTSN-N13-001 | 200 | 102 | 57 | naranja, para 6x12 tubos (Ø 13 mm) | 1 |
| TTSN-N16-001 | 248 | 127 | 70 | naranja, para 6x12 tubos (Ø 16 mm) | 1 |
| TTSN-N20-001 | 250 | 102 | 83 | naranja, para 4x10 tubos (Ø 20 mm) | 1 |
| TTSN-N25-001 | 300 | 121 | 92 | naranja, para 4x10 tubos (Ø 25 mm) | 1 |
| TTSN-N30-001 | 283 | 108 | 85 | naranja, para 3x8 tubos (Ø 30 mm) | 1 |
| TTSN-B13-001 | 200 | 102 | 57 | azul, para 6x12 tubos (Ø 13 mm) | 1 |
| TTSN-B16-001 | 248 | 127 | 70 | azul, para 6x12 tubos (Ø 16 mm) | 1 |
| TTSN-B20-001 | 250 | 102 | 83 | azul, para 4x10 tubos (Ø 20 mm) | 1 |
| TTSN-B25-001 | 300 | 121 | 92 | azul, para 4x10 tubos (Ø 25 mm) | 1 |
| TTSN-B30-001 | 283 | 108 | 85 | azul, para 3x8 tubos (Ø 30 mm) | 1 |
| TTSN-Y13-001 | 200 | 102 | 57 | amarillo, para 6x12 tubos (Ø 13 mm) | 1 |
| TTSN-Y16-001 | 248 | 127 | 70 | amarillo, para 6x12 tubos (Ø 16 mm) | 1 |
| TTSN-Y20-001 | 250 | 102 | 83 | amarillo, para 4x10 tubos (Ø 20 mm) | 1 |
| TTSN-Y25-001 | 300 | 121 | 92 | amarillo, para 4x10 tubos (Ø 25 mm) | 1 |
| TTSN-Y30-001 | 283 | 108 | 85 | amarillo, para 3x8 tubos (Ø 30 mm) | 1 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| TTSN-W13-001 | 1,794 | 0,18125 | 39269097 | 08434868050105 |
| TTSN-W16-001 | 2,835 | 0,298375 | 39269097 | 08434868050112 |
| TTSN-W20-001 | 2,898 | 0,278 | 39269097 | 08434868050129 |
| TTSN-W25-001 | 4,2588 | 0,37425 | 39269097 | 08434868050136 |
| TTSN-W30-001 | 3,459698125 | 0,324125 | 39269097 | 08434868050143 |
| TTSN-N13-001 | 1,756625 | 0,18125 | 39269097 | 08434868050051 |
| TTSN-N16-001 | 3,05074 | 0,298375 | 39269097 | 08434868050068 |
| TTSN-N20-001 | 3,04045 | 0,278 | 39269097 | 08434868050075 |
| TTSN-N25-001 | 4,2588 | 0,37425 | 39269097 | 08434868050082 |
| TTSN-N30-001 | 3,459698125 | 0,324125 | 39269097 | 08434868050099 |
| TTSN-B13-001 | 1,756625 | 0,18125 | 39269097 | 08434868050006 |
| TTSN-B16-001 | 3,05074 | 0,298375 | 39269097 | 08434868050013 |
| TTSN-B20-001 | 3,04045 | 0,278 | 39269097 | 08434868050020 |
| TTSN-B25-001 | 4,2588 | 0,37425 | 39269097 | 08434868050037 |
| TTSN-B30-001 | 3,459698125 | 0,324125 | 39269097 | 08434868050044 |
| TTSN-Y13-001 | 1,756625 | 0,18125 | 39269097 | 08434868050150 |
| TTSN-Y16-001 | 3,05074 | 0,298375 | 39269097 | 08434868050167 |
| TTSN-Y20-001 | 3,04045 | 0,278 | 39269097 | 08434868050174 |
| TTSN-Y25-001 | 4,2588 | 0,37425 | 39269097 | 08434868050181 |
| TTSN-Y30-001 | 3,459698125 | 0,324125 | 39269097 | 08434868050198 |

## FOTO DEL PRODUCTO



# Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-436

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Test tube rack Premium Line**

**Description** : Made of reinforced nylon. Molded in a single piece for exceptional strength and durability. Stackable. With alphanumeric marking on the top. End plates accept large labels for easy identification of samples. Does not float or turn over in a water bath. Good chemical resistance. Available in various attractive colors to help keep samples organized. No assembly is required, rack is ready to use



Autoclavability

## TECHNICAL DATA

| reference | l(mm) | w (mm) | h (mm) | type | pcs/pack |
|---|---|---|---|---|---|
| TTSN-W13-001 | 200 | 102 | 57 | white, up to 6x12 tubes (Ø 13 mm) | 1 |
| TTSN-W16-001 | 248 | 127 | 70 | white, up to 6x12 tubes (Ø 16 mm) | 1 |
| TTSN-W20-001 | 250 | 102 | 83 | white, up to 4x10 tubes (Ø 20 mm) | 1 |
| TTSN-W25-001 | 300 | 121 | 92 | white, up to 4x10 tubes (Ø 25 mm) | 1 |
| TTSN-W30-001 | 283 | 108 | 85 | white, up to 3x8 tubes (Ø 30 mm) | 1 |
| TTSN-N13-001 | 200 | 102 | 57 | orange, up to 6x12 tubes (Ø 13 mm) | 1 |
| TTSN-N16-001 | 248 | 127 | 70 | orange, up to 6x12 tubes (Ø 16 mm) | 1 |
| TTSN-N20-001 | 250 | 102 | 83 | orange, up to 4x10 tubes (Ø 20 mm) | 1 |
| TTSN-N25-001 | 300 | 121 | 92 | orange, up to 4x10 tubes (Ø 25 mm) | 1 |
| TTSN-N30-001 | 283 | 108 | 85 | orange, up to 3x8 tubes (Ø 30 mm) | 1 |
| TTSN-B13-001 | 200 | 102 | 57 | blue, up to 6x12 tubes (Ø 13 mm) | 1 |
| TTSN-B16-001 | 248 | 127 | 70 | blue, up to 6x12 tubes (Ø 16 mm) | 1 |
| TTSN-B20-001 | 250 | 102 | 83 | blue, up to 4x10 tubes (Ø 20 mm) | 1 |
| TTSN-B25-001 | 300 | 121 | 92 | blue, up to 4x10 tubes (Ø 25 mm) | 1 |
| TTSN-B30-001 | 283 | 108 | 85 | blue, up to 3x8 tubes (Ø 30 mm) | 1 |
| TTSN-Y13-001 | 200 | 102 | 57 | yellow, up to 6x12 tubes (Ø 13 mm) | 1 |
| TTSN-Y16-001 | 248 | 127 | 70 | yellow, up to 6x12 tubes (Ø 16 mm) | 1 |
| TTSN-Y20-001 | 250 | 102 | 83 | yellow, up to 4x10 tubes (Ø 20 mm) | 1 |
| TTSN-Y25-001 | 300 | 121 | 92 | yellow, up to 4x10 tubes (Ø 25 mm) | 1 |
| TTSN-Y30-001 | 283 | 108 | 85 | yellow, up to 3x8 tubes (Ø 30 mm) | 1 |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| TTSN-W13-001 | 1,794 | 0,18125 | 39269097 | 08434868050105 |
| TTSN-W16-001 | 2,835 | 0,298375 | 39269097 | 08434868050112 |
| TTSN-W20-001 | 2,898 | 0,278 | 39269097 | 08434868050129 |
| TTSN-W25-001 | 4,2588 | 0,37425 | 39269097 | 08434868050136 |
| TTSN-W30-001 | 3,459698125 | 0,324125 | 39269097 | 08434868050143 |
| TTSN-N13-001 | 1,756625 | 0,18125 | 39269097 | 08434868050051 |
| TTSN-N16-001 | 3,05074 | 0,298375 | 39269097 | 08434868050068 |
| TTSN-N20-001 | 3,04045 | 0,278 | 39269097 | 08434868050075 |
| TTSN-N25-001 | 4,2588 | 0,37425 | 39269097 | 08434868050082 |
| TTSN-N30-001 | 3,459698125 | 0,324125 | 39269097 | 08434868050099 |
| TTSN-B13-001 | 1,756625 | 0,18125 | 39269097 | 08434868050006 |
| TTSN-B16-001 | 3,05074 | 0,298375 | 39269097 | 08434868050013 |
| TTSN-B20-001 | 3,04045 | 0,278 | 39269097 | 08434868050020 |
| TTSN-B25-001 | 4,2588 | 0,37425 | 39269097 | 08434868050037 |
| TTSN-B30-001 | 3,459698125 | 0,324125 | 39269097 | 08434868050044 |
| TTSN-Y13-001 | 1,756625 | 0,18125 | 39269097 | 08434868050150 |
| TTSN-Y16-001 | 3,05074 | 0,298375 | 39269097 | 08434868050167 |
| TTSN-Y20-001 | 3,04045 | 0,278 | 39269097 | 08434868050174 |
| TTSN-Y25-001 | 4,2588 | 0,37425 | 39269097 | 08434868050181 |
| TTSN-Y30-001 | 3,459698125 | 0,324125 | 39269097 | 08434868050198 |

## PRODUCT PHOTO



# Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-436

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Portoir pour tubes à essai Premium Line**

**Description** : En nylon renforcé. Moulé en une seule pièce pour plus de solidité et de durabilité. Empilable. Avec numérotation alphanumérique. Inclut grandes zones d'étiquetage pour identifier les échantillons. Ne flotte ou ne se retourne pas en immersion dans un bain d'eau. Bonne résistance chimique. Disponible en différentes couleurs pour organiser les échantillons. Aucun assemblage n'est requis, le portoir est prêt à l'emploi



Autoclavable

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence | long. (mm) | larg. (mm) | h (mm) | type | unités par ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| TTSN-W13-001 | 200 | 102 | 57 | blanc, pour 6x12 tubes (Ø 13 mm) | 1 |
| TTSN-W16-001 | 248 | 127 | 70 | blanc, pour 6x12 tubes (Ø 16 mm) | 1 |
| TTSN-W20-001 | 250 | 102 | 83 | blanc, pour 4x10 tubes (Ø 20 mm) | 1 |
| TTSN-W25-001 | 300 | 121 | 92 | blanc, pour 4x10 tubes (Ø 25 mm) | 1 |
| TTSN-W30-001 | 283 | 108 | 85 | blanc, pour 3x8 tubes (Ø 30 mm) | 1 |
| TTSN-N13-001 | 200 | 102 | 57 | orange, pour 6x12 tubes (Ø 13 mm) | 1 |
| TTSN-N16-001 | 248 | 127 | 70 | orange, pour 6x12 tubes (Ø 16 mm) | 1 |
| TTSN-N20-001 | 250 | 102 | 83 | orange, pour 4x10 tubes (Ø 20 mm) | 1 |
| TTSN-N25-001 | 300 | 121 | 92 | orange, pour 4x10 tubes (Ø 25 mm) | 1 |
| TTSN-N30-001 | 283 | 108 | 85 | orange, pour 3x8 tubes (Ø 30 mm) | 1 |
| TTSN-B13-001 | 200 | 102 | 57 | bleu, pour 6x12 tubes (Ø 13 mm) | 1 |
| TTSN-B16-001 | 248 | 127 | 70 | bleu, pour 6x12 tubes (Ø 16 mm) | 1 |
| TTSN-B20-001 | 250 | 102 | 83 | bleu, pour 4x10 tubes (Ø 20 mm) | 1 |
| TTSN-B25-001 | 300 | 121 | 92 | bleu, pour 4x10 tubes (Ø 25 mm) | 1 |
| TTSN-B30-001 | 283 | 108 | 85 | bleu, pour 3x8 tubes (Ø 30 mm) | 1 |
| TTSN-Y13-001 | 200 | 102 | 57 | jaune, pour 6x12 tubes (Ø 13 mm) | 1 |
| TTSN-Y16-001 | 248 | 127 | 70 | jaune, pour 6x12 tubes (Ø 16 mm) | 1 |
| TTSN-Y20-001 | 250 | 102 | 83 | jaune, pour 4x10 tubes (Ø 20 mm) | 1 |
| TTSN-Y25-001 | 300 | 121 | 92 | jaune, pour 4x10 tubes (Ø 25 mm) | 1 |
| TTSN-Y30-001 | 283 | 108 | 85 | jaune, pour 3x8 tubes (Ø 30 mm) | 1 |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| TTSN-W13-001 | 1,794 | 0,18125 | 39269097 | 08434868050105 |
| TTSN-W16-001 | 2,835 | 0,298375 | 39269097 | 08434868050112 |
| TTSN-W20-001 | 2,898 | 0,278 | 39269097 | 08434868050129 |
| TTSN-W25-001 | 4,2588 | 0,37425 | 39269097 | 08434868050136 |
| TTSN-W30-001 | 3,459698125 | 0,324125 | 39269097 | 08434868050143 |
| TTSN-N13-001 | 1,756625 | 0,18125 | 39269097 | 08434868050051 |
| TTSN-N16-001 | 3,05074 | 0,298375 | 39269097 | 08434868050068 |
| TTSN-N20-001 | 3,04045 | 0,278 | 39269097 | 08434868050075 |
| TTSN-N25-001 | 4,2588 | 0,37425 | 39269097 | 08434868050082 |
| TTSN-N30-001 | 3,459698125 | 0,324125 | 39269097 | 08434868050099 |
| TTSN-B13-001 | 1,756625 | 0,18125 | 39269097 | 08434868050006 |
| TTSN-B16-001 | 3,05074 | 0,298375 | 39269097 | 08434868050013 |
| TTSN-B20-001 | 3,04045 | 0,278 | 39269097 | 08434868050020 |
| TTSN-B25-001 | 4,2588 | 0,37425 | 39269097 | 08434868050037 |
| TTSN-B30-001 | 3,459698125 | 0,324125 | 39269097 | 08434868050044 |
| TTSN-Y13-001 | 1,756625 | 0,18125 | 39269097 | 08434868050150 |
| TTSN-Y16-001 | 3,05074 | 0,298375 | 39269097 | 08434868050167 |
| TTSN-Y20-001 | 3,04045 | 0,278 | 39269097 | 08434868050174 |
| TTSN-Y25-001 | 4,2588 | 0,37425 | 39269097 | 08434868050181 |
| TTSN-Y30-001 | 3,459698125 | 0,324125 | 39269097 | 08434868050198 |

## PHOTO PRODUIT



# Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-436

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Portaprovette, Premium Line**

**Descrizione** : In nylon rinforzato. Stampato in un unico pezzo per garantire maggiore resistenza e durabilità. Impilabile. Dotato di numerazione alfanumerica. Le piastre alle estremità possono essere etichettate per una chiara distinzione dei campioni. Non galleggia e non si rovescia quando immerso in bagnomaria. Buona resistenza chimica. Disponibile in varie colorazioni accese per aiutare l'operatore a tenere i campioni ben organizzati. Non necessita di montaggio, il portaprovette viene consegnato pronto all'uso



Autoclavabile

## DATI TECNICI

| referenza | L (mm) | w (mm) | h (mm) | tipo | unità per ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| TTSN-W13-001 | 200 | 102 | 57 | bianco, per 6 x 12 provette (Ø13 mm) | 1 |
| TTSN-W16-001 | 248 | 127 | 70 | bianco, per 6 x 12 provette (Ø16 mm) | 1 |
| TTSN-W20-001 | 250 | 102 | 83 | bianco, per 4 x 10 provette (Ø20 mm) | 1 |
| TTSN-W25-001 | 300 | 121 | 92 | bianco, per 4 x 10 provette (Ø25 mm) | 1 |
| TTSN-W30-001 | 283 | 108 | 85 | bianco, per 3 x 8 provette (Ø30 mm) | 1 |
| TTSN-N13-001 | 200 | 102 | 57 | arancione, per 6 x 12 provette (Ø13 mm) | 1 |
| TTSN-N16-001 | 248 | 127 | 70 | arancione, per 6 x 12 provette (Ø16 mm) | 1 |
| TTSN-N20-001 | 250 | 102 | 83 | arancione, per 4 x 10 provette (Ø20 mm) | 1 |
| TTSN-N25-001 | 300 | 121 | 92 | arancione, per 4 x 10 provette (Ø25 mm) | 1 |
| TTSN-N30-001 | 283 | 108 | 85 | arancione, per 3 x 8 provette (Ø30 mm) | 1 |
| TTSN-B13-001 | 200 | 102 | 57 | blu, per 6 x 12 provette (Ø13 mm) | 1 |
| TTSN-B16-001 | 248 | 127 | 70 | blu, per 6 x 12 provette (Ø16 mm) | 1 |
| TTSN-B20-001 | 250 | 102 | 83 | blu, per 4 x 10 provette (Ø20 mm) | 1 |
| TTSN-B25-001 | 300 | 121 | 92 | blu, per 4 x 10 provette (Ø25 mm) | 1 |
| TTSN-B30-001 | 283 | 108 | 85 | blu, per 3 x 8 provette (Ø30 mm) | 1 |
| TTSN-Y13-001 | 200 | 102 | 57 | giallo, per 6 x 12 provette (Ø13 mm) | 1 |
| TTSN-Y16-001 | 248 | 127 | 70 | giallo, per 6 x 12 provette (Ø16 mm) | 1 |
| TTSN-Y20-001 | 250 | 102 | 83 | giallo, per 4 x 10 provette (Ø20 mm) | 1 |
| TTSN-Y25-001 | 300 | 121 | 92 | giallo, per 4 x 10 provette (Ø25 mm) | 1 |
| TTSN-Y30-001 | 283 | 108 | 85 | giallo, per 3 x 8 provette (Ø30 mm) | 1 |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| TTSN-W13-001 | 1,794 | 0,18125 | 39269097 | 08434868050105 |
| TTSN-W16-001 | 2,835 | 0,298375 | 39269097 | 08434868050112 |
| TTSN-W20-001 | 2,898 | 0,278 | 39269097 | 08434868050129 |
| TTSN-W25-001 | 4,2588 | 0,37425 | 39269097 | 08434868050136 |
| TTSN-W30-001 | 3,459698125 | 0,324125 | 39269097 | 08434868050143 |
| TTSN-N13-001 | 1,756625 | 0,18125 | 39269097 | 08434868050051 |
| TTSN-N16-001 | 3,05074 | 0,298375 | 39269097 | 08434868050068 |
| TTSN-N20-001 | 3,04045 | 0,278 | 39269097 | 08434868050075 |
| TTSN-N25-001 | 4,2588 | 0,37425 | 39269097 | 08434868050082 |
| TTSN-N30-001 | 3,459698125 | 0,324125 | 39269097 | 08434868050099 |
| TTSN-B13-001 | 1,756625 | 0,18125 | 39269097 | 08434868050006 |
| TTSN-B16-001 | 3,05074 | 0,298375 | 39269097 | 08434868050013 |
| TTSN-B20-001 | 3,04045 | 0,278 | 39269097 | 08434868050020 |
| TTSN-B25-001 | 4,2588 | 0,37425 | 39269097 | 08434868050037 |
| TTSN-B30-001 | 3,459698125 | 0,324125 | 39269097 | 08434868050044 |
| TTSN-Y13-001 | 1,756625 | 0,18125 | 39269097 | 08434868050150 |
| TTSN-Y16-001 | 3,05074 | 0,298375 | 39269097 | 08434868050167 |
| TTSN-Y20-001 | 3,04045 | 0,278 | 39269097 | 08434868050174 |
| TTSN-Y25-001 | 4,2588 | 0,37425 | 39269097 | 08434868050181 |
| TTSN-Y30-001 | 3,459698125 | 0,324125 | 39269097 | 08434868050198 |

## FOTO DEL PRODOTTO



# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-436

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Rek voor reageerbuizen Premium Line**

**Beschrijving** : Vervaardigd van versterkt nylon. Uit één stuk gegoten voor sterkte en duurzaamheid. Stapelbaar. Met alfanumerieke nummering. De eindplaten zijn geschikt voor grote labels voor gemakkelijke monsteridentificatie. Drijft of kantelt niet bij onderdompeling in een waterbad. Goede chemische weerstand. Verkrijgbaar in verschillende felle kleuren om u te helpen uw monsters georganiseerd te houden. Geen montage nodig, rek wordt gebruiksklaar geleverd



Autoclaveerbaar

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | l (mm) | b (mm) | h (mm) | type | stuks per ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| TTSN-W13-001 | 200 | 102 | 57 | wit, voor 6x12 buizen (Ø 13 mm) | 1 |
| TTSN-W16-001 | 248 | 127 | 70 | wit, voor 6x12 buizen (Ø 16 mm) | 1 |
| TTSN-W20-001 | 250 | 102 | 83 | wit, voor 4x10 buizen (Ø 20 mm) | 1 |
| TTSN-W25-001 | 300 | 121 | 92 | wit, voor 4x10 buizen (Ø 25 mm) | 1 |
| TTSN-W30-001 | 283 | 108 | 85 | wit, voor 3x8 buizen (Ø 30 mm) | 1 |
| TTSN-N13-001 | 200 | 102 | 57 | oranje, voor 6x12 buizen (Ø 13 mm) | 1 |
| TTSN-N16-001 | 248 | 127 | 70 | oranje, voor 6x12 buizen (Ø 16 mm) | 1 |
| TTSN-N20-001 | 250 | 102 | 83 | oranje, voor 4x10 buizen (Ø 20 mm) | 1 |
| TTSN-N25-001 | 300 | 121 | 92 | oranje, voor 4x10 buizen (Ø 25 mm) | 1 |
| TTSN-N30-001 | 283 | 108 | 85 | oranje, voor 3x8 buizen (Ø 30 mm) | 1 |
| TTSN-B13-001 | 200 | 102 | 57 | blauw, voor 6x12 buizen van (Ø 13 mm) | 1 |
| TTSN-B16-001 | 248 | 127 | 70 | blauw, voor 6x12 buizen van (Ø 16 mm) | 1 |
| TTSN-B20-001 | 250 | 102 | 83 | blauw, voor 4x10 buizen van (Ø 20 mm) | 1 |
| TTSN-B25-001 | 300 | 121 | 92 | blauw, voor 4x10 buizen van (Ø 25 mm) | 1 |
| TTSN-B30-001 | 283 | 108 | 85 | blauw, voor 3x8 buizen van (Ø 30 mm) | 1 |
| TTSN-Y13-001 | 200 | 102 | 57 | geel, voor 6x12 buizen (Ø 13 mm) | 1 |
| TTSN-Y16-001 | 248 | 127 | 70 | geel, voor 6x12 buizen (Ø 16 mm) | 1 |
| TTSN-Y20-001 | 250 | 102 | 83 | geel, voor 4x10 buizen (Ø 20 mm) | 1 |
| TTSN-Y25-001 | 300 | 121 | 92 | geel, voor 4x10 buizen (Ø 25 mm) | 1 |
| TTSN-Y30-001 | 283 | 108 | 85 | geel, voor 3x8 buizen (Ø 30 mm) | 1 |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| TTSN-W13-001 | 1,794 | 0,18125 | 39269097 | 08434868050105 |
| TTSN-W16-001 | 2,835 | 0,298375 | 39269097 | 08434868050112 |
| TTSN-W20-001 | 2,898 | 0,278 | 39269097 | 08434868050129 |
| TTSN-W25-001 | 4,2588 | 0,37425 | 39269097 | 08434868050136 |
| TTSN-W30-001 | 3,459698125 | 0,324125 | 39269097 | 08434868050143 |
| TTSN-N13-001 | 1,756625 | 0,18125 | 39269097 | 08434868050051 |
| TTSN-N16-001 | 3,05074 | 0,298375 | 39269097 | 08434868050068 |
| TTSN-N20-001 | 3,04045 | 0,278 | 39269097 | 08434868050075 |
| TTSN-N25-001 | 4,2588 | 0,37425 | 39269097 | 08434868050082 |
| TTSN-N30-001 | 3,459698125 | 0,324125 | 39269097 | 08434868050099 |
| TTSN-B13-001 | 1,756625 | 0,18125 | 39269097 | 08434868050006 |
| TTSN-B16-001 | 3,05074 | 0,298375 | 39269097 | 08434868050013 |
| TTSN-B20-001 | 3,04045 | 0,278 | 39269097 | 08434868050020 |
| TTSN-B25-001 | 4,2588 | 0,37425 | 39269097 | 08434868050037 |
| TTSN-B30-001 | 3,459698125 | 0,324125 | 39269097 | 08434868050044 |
| TTSN-Y13-001 | 1,756625 | 0,18125 | 39269097 | 08434868050150 |
| TTSN-Y16-001 | 3,05074 | 0,298375 | 39269097 | 08434868050167 |
| TTSN-Y20-001 | 3,04045 | 0,278 | 39269097 | 08434868050174 |
| TTSN-Y25-001 | 4,2588 | 0,37425 | 39269097 | 08434868050181 |
| TTSN-Y30-001 | 3,459698125 | 0,324125 | 39269097 | 08434868050198 |

## PRODUKTFOTO



# Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-436

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Reagenzglasständer Premium Line**

**Beschreibung** : Aus verstärktem Nylon. Aus einem Guss gefertigt für eine größere Beständigkeit und Langlebigkeit. Stapelbar. Mit alphanumerischer Nummerierung. Die Flächen an den Enden sind geeignet für große Etiketten, die eine einfache Identifizierung der Proben ermöglichen. Schwimmt nicht und kippt nicht um, wenn es in ein Wasserbad getaucht wird. Hohe chemische Beständigkeit. Zum einfachen Organisieren Ihrer Proben in verschiedenen Farben verfügbar. Keine Montage notwendig, der Ständer wird gebrauchsfertig geliefert. Autoklavierbar.



Autoklavierbar

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Typ | Stückzahl pro Artikel |
|---|---|---|---|---|---|
| TTSN-W13-001 | 200 | 102 | 57 | weiß, für 6 x 12 Röhrchen (Ø 13 mm) | 1 |
| TTSN-W16-001 | 248 | 127 | 70 | weiß, für 6 x 12 Röhrchen (Ø 16 mm) | 1 |
| TTSN-W20-001 | 250 | 102 | 83 | weiß, für 4 x 10 Röhrchen (Ø 20 mm) | 1 |
| TTSN-W25-001 | 300 | 121 | 92 | weiß, für 4 x 10 Röhrchen (Ø 25 mm) | 1 |
| TTSN-W30-001 | 283 | 108 | 85 | weiß, für 3 x 8 Röhrchen (Ø 30 mm) | 1 |
| TTSN-N13-001 | 200 | 102 | 57 | orange, für 6 x 12 Röhrchen (Ø 13 mm) | 1 |
| TTSN-N16-001 | 248 | 127 | 70 | orange, für 6 x 12 Röhrchen (Ø 16 mm) | 1 |
| TTSN-N20-001 | 250 | 102 | 83 | orange, für 4 x 10 Röhrchen (Ø 20 mm) | 1 |
| TTSN-N25-001 | 300 | 121 | 92 | orange, für 4 x 10 Röhrchen (Ø 25 mm) | 1 |
| TTSN-N30-001 | 283 | 108 | 85 | orange, für 3x8 Röhrchen (Ø 30 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | mm) | |
| TTSN-B13-001 | 200 | 102 | 57 | blau, für 6 x 12 Röhrchen (Ø 13 mm) | 1 |
| TTSN-B16-001 | 248 | 127 | 70 | blau, für 6 x 12 Röhrchen (Ø 16 mm) | 1 |
| TTSN-B20-001 | 250 | 102 | 83 | blau, für 4 x 10 Röhrchen (Ø 20 mm) | 1 |
| TTSN-B25-001 | 300 | 121 | 92 | blau, für 4 x 10 Röhrchen (Ø 25 mm) | 1 |
| TTSN-B30-001 | 283 | 108 | 85 | blau, für 3 x 8 Röhrchen (Ø 30 mm) | 1 |
| TTSN-Y13-001 | 200 | 102 | 57 | gelb, für 6 x 12 Röhrchen (Ø 13 mm) | 1 |
| TTSN-Y16-001 | 248 | 127 | 70 | gelb, für 6 x 12 Röhrchen (Ø 16 mm) | 1 |
| TTSN-Y20-001 | 250 | 102 | 83 | gelb, für 4 x 10 Röhrchen (Ø 20 mm) | 1 |
| TTSN-Y25-001 | 300 | 121 | 92 | gelb, für 4 x 10 Röhrchen (Ø 25 mm) | 1 |
| TTSN-Y30-001 | 283 | 108 | 85 | gelb, für 3 x 8 Röhrchen (Ø 30 mm) | 1 |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| TTSN-W13-001 | 1,794 | 0,18125 | 39269097 | 08434868050105 |
| TTSN-W16-001 | 2,835 | 0,298375 | 39269097 | 08434868050112 |
| TTSN-W20-001 | 2,898 | 0,278 | 39269097 | 08434868050129 |
| TTSN-W25-001 | 4,2588 | 0,37425 | 39269097 | 08434868050136 |
| TTSN-W30-001 | 3,459698125 | 0,324125 | 39269097 | 08434868050143 |
| TTSN-N13-001 | 1,756625 | 0,18125 | 39269097 | 08434868050051 |
| TTSN-N16-001 | 3,05074 | 0,298375 | 39269097 | 08434868050068 |
| TTSN-N20-001 | 3,04045 | 0,278 | 39269097 | 08434868050075 |
| TTSN-N25-001 | 4,2588 | 0,37425 | 39269097 | 08434868050082 |
| TTSN-N30-001 | 3,459698125 | 0,324125 | 39269097 | 08434868050099 |
| TTSN-B13-001 | 1,756625 | 0,18125 | 39269097 | 08434868050006 |
| TTSN-B16-001 | 3,05074 | 0,298375 | 39269097 | 08434868050013 |
| TTSN-B20-001 | 3,04045 | 0,278 | 39269097 | 08434868050020 |
| TTSN-B25-001 | 4,2588 | 0,37425 | 39269097 | 08434868050037 |
| TTSN-B30-001 | 3,459698125 | 0,324125 | 39269097 | 08434868050044 |
| TTSN-Y13-001 | 1,756625 | 0,18125 | 39269097 | 08434868050150 |
| TTSN-Y16-001 | 3,05074 | 0,298375 | 39269097 | 08434868050167 |
| TTSN-Y20-001 | 3,04045 | 0,278 | 39269097 | 08434868050174 |
| TTSN-Y25-001 | 4,2588 | 0,37425 | 39269097 | 08434868050181 |
| TTSN-Y30-001 | 3,459698125 | 0,324125 | 39269097 | 08434868050198 |

## PRODUKTFOTO

